



INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION
CENTRALNE LABORATORIUM w ALEKSANDROWICACH, 32-084 MORAWICA,
TEL.: 666 081 333 E-mail krystyna.slusarczyk@iz.edu.pl

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO
OBWIĄZUJĄCA W CENTRALNYM LABORATORIUM IZ-PIB
WYDANIE NR 2, 27.02.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pasze dla zwierząt	Zawartość aminokwasów Zakres: kwas asparaginowy (4 - 75) g/kg treonina (2 - 35) g/kg seryna (3 - 35) g/kg kwas glutaminowy (6 - 105) g/kg prolina (2,5 - 75) g/kg glicyna (3 - 130) g/kg alanina (2,5 - 65) g/kg walina (2,5 - 40) g/kg izoleucyna (2 - 35) g/kg leucyna (3,5 - 60) g/kg tyrozyna (0,5 - 30) g/kg fenyloalanina (2,5 - 30) g/kg histydyna (1 - 30) g/kg lizyna (2,5 - 725) g/kg g/kg arginina (2 - 55) g/kg Cystyna/cysteina (0,5 - 85) g/kg Metionina (0,5 - 250) g/kg Metoda chromatografii jonowymiennej z detekcją spektrofotometryczną (VIS)	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2024/771
Pasze dla zwierząt Jaja Ryby i przetwory rybne	Zawartość aminokwasów Zakres: kwas asparaginowy (4 - 75) g/kg treonina (2 - 35) g/kg seryna (3 - 35) g/kg kwas glutaminowy (6 - 105) g/kg prolina (2,5 - 75) g/kg glicyna (3 - 130) g/kg alanina (2,5 - 65) g/kg walina (2,5 - 40) g/kg izoleucyna (2 - 35) g/kg leucyna (3,5 - 60) g/kg tyrozyna (0,5 - 30) g/kg	SOP M.004 wydanie 8 z dnia 27.02.2020 r.

	fenyloalanina (2,5 - 30) g/kg histydyna (1 - 30) g/kg lizyna (2,5 - 725) g/kg arginina (2 - 55) g/kg Metoda chromatografii jonowymiennej z detekcją spektrofotometryczną (VIS)	
Pasze dla zwierząt Jaja Ryby i przetwory rybne	Zawartość cystyny/cysteiny, metioniny Zakres: Cystyna/cysteina (0,5 - 85) g/kg Metionina (0,5 - 20) g/kg Metoda chromatografii jonowymiennej z detekcją spektrofotometryczną (VIS)	SOP M.005 wydanie 8 z dnia 27.01.2020 r.
Mięso i produkty mięsne	Zawartość aminokwasów Zakres: kwas asparaginowy (14 - 84) g/kg treonina (6 - 46) g/kg seryna (6 - 34) g/kg kwas glutaminowy (23 - 143) g/kg prolina (6 - 35) g/kg glicyna (8 - 42) g/kg alanina (8 - 51) g/kg walina (7 - 44) g/kg izoleucyna (7 - 41) g/kg leucyna (12 - 70) g/kg tyrozyna (5 - 33) g/kg fenyloalanina (5 - 37) g/kg histydyna (4 - 38) g/kg lizyna (12 - 87) g/kg arginina (2 - 55) g/kg Cystyna/cysteina (1 - 5) g/kg Metionina (3 - 14) g/kg Metoda chromatografii jonowymiennej z detekcją spektrofotometryczną (VIS)	AOAC Official Method 994.12

ZATWIERDZONO

27.02.2026

DATA I PODPIS